

## NOTICE D'UTILISATION

### USER'S GUIDE

Chers parents, avant de montrer à l'enfant comment fonctionne sa brosse à dents, lisez bien toutes les consignes. Conservez ces instructions.

Before you show to the child how the toothbrush works, read all instructions. Keep these instructions.



#### OBLIGATOIRE :

Recharger votre appareil avant la 1<sup>ère</sup> utilisation

MANDATORY: Charge your device before using it for the first time.

#### AVERTISSEMENT :

Pour retirer la tête de brosse, ne pas faire de rotation de droite à gauche. Tirer dans l'axe de la brosse.



Warning: To remove the brush head do not rotate from right to left. Pull in the direction of the brush axis.

conso@neopulse.fr  
www.neopulse.fr



# neopulse

## BROSSE À DENTS ÉLECTRIQUE

TECHNOLOGIE SONIQUE

NEOKIDS<sup>®</sup>



DÈS 3 ANS  
From 3 years old

MERCI POUR VOTRE ACHAT  
ET BIENVENUE CHEZ NEOPULSE !

### MISES EN GARDE SPÉCIALES

#### DANGER

• Vérifier l'état du cordon d'alimentation du câble USB-C avant la première utilisation puis, régulièrement, pendant la durée de vie de l'appareil. • Ne pas manipuler le câble USB-C avec des mains humides. • Ne pas immerger le câble USB-C ou ne pas le laisser tomber dans l'eau ou dans un autre liquide. • Si la brosse à dents est mouillée, la sécher avant de la brancher sur la prise secteur pour la recharger.


#### AVERTISSEMENT

• Ne pas brancher cet appareil sur un système de voltage différent de celui spécifié sur l'appareil. • Ne pas utiliser cet appareil si le cordon ou une fiche est endommagé(e). • Garder le câble USB-C éloigné des surfaces chaudes. • Les brosses à dents NEOKIDS<sup>®</sup> de chez NEOPULSE<sup>®</sup> sont conformes aux normes de sécurité relatives aux appareils électromagnétiques. Si vous ou votre enfant portez un stimulateur cardiaque, ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil. • Utiliser l'appareil tel qu'il est indiqué dans la notice d'utilisation. Cette brosse à dents a été conçue uniquement pour le brossage des dents et des gencives des enfants entre 3 et 10 ans. Ne pas l'utiliser à d'autres fins. • Si l'enfant a subi des soins dentaires au cours des trois derniers mois, consultez votre dentiste, pédodontiste ou pharmacien avant d'utiliser cette brosse à dents. • Donner des instructions précises aux enfants concernant l'utilisation adéquate de ce produit, et aider au brossage jusqu'à l'âge de 6-8 ans et plus pour les enfants ayant des besoins spécifiques. • Ne pas laisser tomber l'appareil. • Cet appareil ne contient aucun composant remplaçable par l'utilisateur. • Si le produit est ouvert ou démonté, quelle qu'en soit la raison, la garantie ne sera plus valable. • Ne pas mettre la tête de brosse, le manche ou le chargeur au lave-vaisselle. • Remplacer la tête de brosse au minimum tous les 3 mois et plus tôt si vous constatez que les poils sont usés. Utiliser seulement les têtes de brosse NEOSONIC<sup>®</sup> ou NEOKIDS<sup>®</sup> de chez NEOPULSE<sup>®</sup>.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Tête de brosse enfant
2. Marche / Arrêt
3. Indicateur de mode de brossage, 2 modes :
  - lumière blanche (brossage doux)
  - lumière bleue (brossage ultra doux)
3. Indicateur du niveau de batterie
4. Port USB-C
5. Socle ventouse



#### Accessoires :

- 1 petite tête de brosse ultra-souple (0,127 mm)
- 1 câble USB-C
- 1 pochette de transport
- Un kit d'autocollants pour que l'enfant personnalise sa brosse à dents

Toutes les têtes de brosse NEOPULSE<sup>®</sup> (enfants et adultes) s'adaptent aux manches des brosses à dents NEOKIDS<sup>®</sup> et NEOSONIC<sup>®</sup>. (utiliser pour les enfants le mode sensitive ou gum care pour le manche NEOSONIC<sup>®</sup>).

### PREMIÈRE UTILISATION : Comment utiliser la brosse à dents ?

1. Obligatoire, charger l'appareil avant la première utilisation


Brancher le câble USB-C sur un adaptateur secteur universel et placer le cordon d'alimentation sur le port USB-C (4) de l'appareil, pendant 6 heures pour la première utilisation (même si la brosse à dents vous est fournie déjà chargée). Le témoin de charge (3) de l'appareil passe du vert clignotant au vert fixe lorsque l'appareil est complètement chargé.

Ne pas faire fonctionner la brosse à dents lorsqu'elle est en charge. Ne pas oublier de la débrancher pour l'utiliser. Dans des conditions normales d'utilisation (1 enfant faisant 2 brossages par jour de 2 minutes), une charge complète permet jusqu'à 1 mois d'autonomie en fonction du mode utilisé. Lorsque la batterie doit être rechargée, le témoin de charge de la batterie (3) clignote en rouge. Une charge complète dure environ 3 heures.

#### 2. Utilisation de la brosse :

##### Étape 1 : Installation de la tête de brosse

Aligner la tête de brosse afin que les brins soient dans le même axe que l'avant du manche, puis la faire glisser le long de la tige et la clipper. Il est normal qu'il y ait un petit espace entre la tête de brosse et le manche, l'écartement permet de s'assurer que la tête de la brosse à dents ne soit pas collée au moteur pendant les vibrations à haute fréquence et ainsi permettre au moteur d'être à la bonne puissance. Pour la retirer : tirer dans l'axe de la brosse et surtout ne pas faire de cisaillement, au risque d'endommager le moteur de la brosse.



##### Étape 2 : Personnaliser la brosse à dents avec l'enfant et choisir parmi les 2 modes.

Appuyer sur le bouton de réglage (2) et sélectionner le mode de brossage (3), c'est-à-dire l'amplitude de vibration qui convient le mieux aux dents et aux gencives de l'enfant :

- Lumière blanche : brossage doux
- Lumière bleue : brossage ultra-doux

Commencer toujours par le mode le plus faible pour ensuite trouver celui qui correspond le mieux au besoin de l'enfant. Une fois la brosse à dents personnalisée, le réglage choisi est mémorisé. Il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton ON (2) pour démarrer le brossage.

Pour arrêter la brosse à dents, appuyer de nouveau sur le bouton de réglage (2) pendant 5 secondes.

Finaliser la personnalisation de la brosse à dents  
Ajouter avec l'enfant la touche finale, en collant sur sa brosse à dents les autocollants qui lui font plaisir.

##### Étape 3 : le brossage


Appliquer la quantité de dentifrice adéquate en fonction de l'âge de l'enfant (voir les recommandations de l'UFSD) :

- 6 mois - 3 ans : une trace
- 4 - 6 ans : dose de dentifrice équivalente à un petit pois
- À partir de 6 ans : dose de dentifrice équivalente à un pois chiche

Pour rappel : vous devez aider votre enfant à se brosser les dents jusqu'à l'âge de 6-8 ans. Toujours vérifier si le brossage a correctement été effectué même si l'enfant est autonome.

Avant 6 ans : les poils de sa brosse sont à cheval sur ses dents.

Après 6 ans : positionner les brins sur les dents en l'inclinant légèrement (45 degrés) par rapport aux dents, le long de la gencive et appuyer sur le bouton Marche / Arrêt et Mode (2). Pour un brossage uniforme, diviser la mâchoire de l'enfant en 4 zones distinctes et consacrer 30 secondes de brossage par zone (4 zones X 30 secondes = 2 minutes).



Avec le Smart Brossage, toutes les 30 secondes, une légère vibration vous indique que vous devez changer de zone de brossage.



La brosse à dents NEOKIDS<sup>®</sup> s'arrête automatiquement après 2 minutes de cycle de brossage, respectant ainsi les recommandations de brossage des dentistes et pédodontistes.

#### Recommandations du brossage électrique sonore

Pour nettoyer les faces extérieures : brosser haut et bas séparément. Déplacer la brosse en faisant un mouvement rotatif toujours du rose vers le blanc pour brosser dents et gencives, sans exercer de pression pour ne pas abîmer trop vite les brins.

Pour nettoyer la surface intérieure des dents : effectuer plusieurs mouvements de brosse verticaux sur chaque dent, toujours de la gencive vers la dent.

Continuer pendant toute la durée du minuteur (2 minutes), jusqu'à ce que la brosse à dents s'arrête. Lors de la première utilisation d'une brosse à dents sonore, il est possible de ressentir des chatouillements. Cette sensation est courante et disparaît rapidement après plusieurs utilisations.

#### Nos conseils en plus :

Une fois le cycle de brossage de 2 minutes achevé, vous pouvez repasser et insister sur les zones propices aux taches, aux caries mais également sur les surfaces de mastication des dents et dans les recoins.



Changer au minimum tous les 3 mois la tête de brosse de l'enfant.

Les brosses à dents NEOKIDS<sup>®</sup> sont équipées de têtes de brosse ultra souples. Leurs brins arrondis en nylon de haute qualité sont conçus pour éliminer efficacement la plaque dentaire et prendre soin de la sensibilité buccale de votre enfant. Les brins colorés au centre servent de repère visuel pour doser le dentifrice. Important : veiller à ce que l'enfant ne mâchouille pas la tête de brosse.



Dès l'âge de 6 ans vous pouvez commencer à éduquer votre enfant au nettoyage interdentaire (nettoyage des espaces entre les dents) en complétant son brossage 1 fois par jour avec un de nos jets dentaires NEOPULSE<sup>®</sup>, en puissance faible (soft), car une dent n'a pas que 3 faces mais 5 ! Parfaire le brossage de l'enfant avec un jet dentaire permet de limiter les risques de caries interdentaires. Dès que 2 dents se touchent, complétez tous les soirs son brossage avec NEOPICK<sup>®</sup>, fil dentaire simple d'utilisation grâce à son manche.

La brosse à dents NEOKIDS<sup>®</sup> est sans danger pour les appareils orthodontiques. La tête de brosse est susceptible de s'user plus rapidement, il est conseillé de la changer tous les 2 mois.

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Après chaque utilisation, éliminer tous les résidus de dentifrice :

Étape 1 : retirer la tête de brosse et bien rincer les brins à l'eau chaude

Étape 2 : rincer la zone de la tige en métal avec de l'eau tiède

Étape 3 : nettoyer le manche à l'aide d'un chiffon humide

Étape 4 : sécher l'ensemble avec une serviette douce et propre

Entretien et mise au rebut :

Si la brosse à dents de l'enfant doit être rangée pendant une période prolongée (six mois ou plus), veiller à la charger complètement avant de la ranger dans un endroit frais et sec. Cet appareil est muni d'une batterie lithium ion. Lorsque la batterie arrive en fin de vie, recycler la brosse à dents au centre de recyclage le plus proche conformément aux exigences locales. Le carton d'emballage doit être placé dans le bac de recyclage papier. Vous pouvez également nous contacter via le formulaire "assistance" sur notre site internet ([www.neopulse.fr](http://www.neopulse.fr)) afin de donner une seconde vie à votre appareil. NEOPULSE dispose d'un service de réparation (Vélines, France) mobilisé pour le prolongement de la durée de vie de ses produits.

### GARANTIE 2 ANS

NEOPULSE<sup>®</sup> garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériel et de fabrication à compter de sa date d'achat, et ce, pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous. Bien conserver votre reçu.



NEOPULSE se réserve le droit de demander le renvoi du produit pour analyse afin de confirmer que la demande est bien couverte par la garantie. NEOPULSE procédera à la réparation ou au remplacement du produit, à condition que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage impropre ou abusif, qu'il n'ait subi aucune modification ou dommage après son achat et qu'il ait été utilisé conformément aux présentes instructions. Pour tout service de réparation ou de remplacement offert dans le cadre de la garantie, veuillez contacter Neoteam Distribution par e-mail à l'adresse suivante : [conso@neopulse.fr](mailto:conso@neopulse.fr)

Sur demande du client, un exemplaire de la garantie sera fourni par courrier électronique. Cette garantie de 2 ans ne couvre pas les accessoires et les pièces consommables tels que la tête de brosse, le câble USB-C, etc.

THANK YOU FOR YOUR PURCHASE  
AND WELCOME TO NEOPULSE!

## SPECIAL WARNINGS

### DANGER

• Check the condition of the USB-C cable power cord before first use and then regularly during the life of the device. • Do not handle the USB-C cable with wet hands. • Do not immerse the USB-C cable or drop it into water. • If the toothbrush gets wet, dry it before plugging it into the power outlet to charge it.

### WARNING

• Do not connect this appliance to a system with a different voltage from that specified on the unit. • Do not use this product if the cord or plug is damaged. • Keep the USB-C cable away from hot surfaces. • NEOKIDS<sup>®</sup> toothbrushes from NEOPULSE<sup>®</sup> are comply with safety standards for electromagnetic devices. If you or your kids have a pacemaker or other implanted device, consult your physician before using this device. • Use the appliance as explained in the instructions for use, this toothbrush has been designed only for brushing the teeth and gums of children between 3 and 10 years old. Do not use it for any other purpose. • If the child has had dental treatment in the last three months, consult your dentist or pedodontists before using this toothbrush. • Give clear instructions to children on the proper use of this product, and assist with brushing up to the age of 6 - 8 years and beyond for children with special needs. • Do not drop the device. • This appliance does not contain any user-replaceable components. • If the product is opened or taken apart for any reason, the warranty will be invalidated. • Do not put the brush head, handle or charger in the dishwasher. • Replace the brush head at least every 3 months and earlier if you notice that the bristles of the brush are worn out. • Use only NEOKIDS<sup>®</sup> or NEOSONIC<sup>®</sup> brush heads from NEOPULSE<sup>®</sup>.

KEEP THESE INSTRUCTIONS.

### Step 3: Brushing

Apply the right amount of toothpaste according to the child's age (see child dental hygienist recommendations):

6 months - 3 years old: one trace

4 - 6 years old: dose of toothpaste equivalent to a pea

From 6 years old: dose of toothpaste equivalent to a chickpea

Reminder: You should help your child brush their teeth until they are 6 - 8 years old. Always check that brushing has been done correctly even if the child is independent.

Before 6 years old: The bristles of his brush are on top of his teeth.  
After 6 years old: Position the bristles on the teeth at a slight angle (45 degrees) to the teeth, along the gum line and press the On/Off and Mode button (2). For a uniform brushing, divide the child's mouth into 4 separate zones and spend 30 seconds brushing time per zone (4 zones X 30 seconds = 2 minutes).



With Smart Brushing, every 30 seconds, a gentle vibration will tell you to change the brushing zone.



The NEOKIDS<sup>®</sup> toothbrush stops automatically after 2 minutes of brushing cycle, thus complying with the recommendations of dentists and pedodontists.

Recommendations for sonic electric brushing:

To clean the outer surfaces: brush top and bottom separately. Move the brush in a rotating motion, always from pink to white, to brush your teeth and gums without exerting pressure so as not to damage the bristles too quickly.

To clean the inner surface of the teeth: make several vertical brushings on each tooth, always from the gum to the tooth.

Continue for the duration of the timer (2 minutes), until the toothbrush stops.

When using a sonic toothbrush for the first time, it is possible to at the beginning to feel some tickling. This feeling is common and disappears quickly after several uses.

Our extra advice:

Once the 2-minute brushing cycle is complete, you can go back and insist on areas prone to stains and cavities, but also on the chewing surfaces of the teeth and in crannies.



Change the child's brush head at least every 3 months.

NEOKIDS<sup>®</sup> toothbrushes are equipped with ultra-soft brush heads. Their rounded nylon bristles, are designed to effectively remove plaque and take care of your child's oral sensitivity. The colored bristles in the center serve as a visual guide for toothpaste dosing.

Important: make sure that the child does not chew the brush head.




## PRODUCT DESCRIPTION

1. Kid's brush head
2. On / Off
2. 2 brushing modes
3. Brushing mode indicators, 2 modes:
  - white light (soft brushing)
  - blue light (extra-soft brushing)
3. Battery level indicator
4. USB-C charger plug
5. Suction base

### Accessories:

- 1 small ultra-soft brush head (0,127 mm)
- 1 USB-C cable
- 1 traveling pouch
- A set of stickers for the child to personalize his toothbrush



All NEOPULSE brush heads (children and adults) fit NEOKIDS<sup>®</sup> and NEOSONIC<sup>®</sup> toothbrush handles. (for children, use the sensitive or gum care mode for the NEOSONIC<sup>®</sup> handle).

From the age of 6 years old you can start educating your child about interdental cleaning (cleaning the spaces between the teeth) by completing his brushing once a day with one of our NEOPULSE<sup>®</sup> dental water jets, in low power (soft), because a tooth has not only 3 sides but 5! Completing the child's brushing with a dental water jet helps to limit the risk of interdental cavities.

As soon as 2 teeth touch each other, complete the brushing every evening with NEOPICK<sup>®</sup>, an easy-to-use dental floss thanks to his handle.

The NEOKIDS<sup>®</sup> toothbrush is safe for orthodontic appliances. The brush head is likely to wear out more quickly, it is recommended to change it every 2 months.

## MAINTENANCE ADVICE

After each use, remove all toothpaste residues:

Step 1: remove the brush head and rinse the bristles well with warm water

Step 2: rinse the metal shaft area with warm water

Step 3: clean the handle with a damp cloth

Step 4: dry the whole area with a soft, clean towel

### Maintenance and disposal:

If the child's toothbrush is to be stored for an extended period of time (six months or more), be sure to fully charge it before storing it in a cool, dry place. This device is equipped with a lithium-ion battery.

When the battery reaches the end of its life, recycle the toothbrush at the nearest recycling centre in accordance with local requirements.

The packaging box must be placed in the paper recycling bin. You can also contact us via the 'assistance' form on our website ([www.neopulse.fr](http://www.neopulse.fr)) so that we can give your device a second life. NEOPULSE has a repair department (Welnes department in France) dedicated to extending the life of its products.

## 2 YEAR WARRANTY

NEOPULSE<sup>®</sup> warrants that this product is free from material and manufacturing defects for a period of two years from the date of purchase. Keep your purchase receipt as proof of the date of purchase.



NEOPULSE<sup>®</sup> reserves the right to request that the product be returned for analysis to confirm that the device is covered by the warranty. NEOPULSE<sup>®</sup> will repair or replace the product, provided that the product has not been misused or abused, that it has not undergone any modification or damage after its purchase and that it has been used in accordance with these instructions. For any repair or replacement service offered under the warranty, please contact Neotem Distribution by email at [conso@neopulse.fr](mailto:conso@neopulse.fr)

Upon customer request, a copy of the warranty will be provided by email. This limited warranty does not cover accessories and consumable parts such as brush heads, USB-C cable, etc.

## FIRST USE:

### How to use the toothbrush?



1. Mandatory, charging the device before first use


Connect the USB-C cable to a universal power adapter and place the power cord to the charging plug (4) of the device, for 6 hours for the first use (even if your toothbrush arrives already charged). The battery level indicator (3) on the device changes from flashing green to a fixed green when the toothbrush is fully charged.

Do not operate the toothbrush while it is in charge. Don't forget to unplug it to use it. Under normal conditions of use (1 child brushing twice a day for 2 minutes), a full charge allows 1 month of use. When the battery needs to be recharged, the battery level indicator (3) will flash red. A full charge takes about 3 hours.

### 2. Use of the toothbrush:

#### Step 1: Brush head set up

Align the brush head so that the bristles are in line with the front of the handle, then slide it along the shaft and clip it in place. It is normal for there to be a small gap between the brush head and the handle, the gap ensures that the toothbrush does not stick to the motor during high frequency vibration and thus allow the motor to be at the right power.



To remove it: pull in the axis of the brush and do not shear the brush, as this can damage the brush motor (the warranty will be invalid).

#### Step 2: Customise the toothbrush with the child and choose from the 2 modes.

Press the setting button (2) and select the brushing mode (3), that means the vibrations amplitude that best suits the child's teeth and gums:

- White light: gentle brushing
- Blue light: extra gentle brushing

Always start with the softest mode and then find the one that best suits the child's need. Once the toothbrush has been customised, the chosen setting is stored in memory. Simply press the ON button (2) once to start brushing.

To stop the toothbrush, press the setting button (2) again for 5 seconds.

#### Last Step: Toothbrush customization

Add the finishing touch with the child by sticking the stickers they like on their toothbrush.

neopulse



[www.neopulse.fr](http://www.neopulse.fr)

